

KONTAKTLINSEN

Pflegehinweise für Ihre Kontaktlinsen

Sie haben sich mit den kosmetischen, weichen Effektkontaktlinsen für ein Qualitätsprodukt entschieden, das nach internationalen Standards gefertigt wurde.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Linsen sicher und bequem bei bester Sicht tragen können, sollten Sie die folgenden Hinweise sorgfältig lesen und zu jeder Zeit beachten.

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf, um bei eventuellen Nachfragen später noch einmal nachschlagen zu können.

Falls Sie zum ersten Mal Kontaktlinsen verwenden, sollten Sie die Tragezeit der Linsen langsam steigern. Tragen Sie die Linsen am ersten Tag nicht länger als 4 Stunden und verlängern Sie die Tragezeit täglich um 2 Stunden.

Länger als 10 Stunden am Stück sollten die Linsen aber niemals getragen werden. Die Linsen sind des Weiteren nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.

Anwendungshinweise

Berühren Sie Ihre Linsen nur mit sauberen, trockenen Händen.

Achten Sie beim ersten Öffnen der Verpackung darauf, dass die Linse intakt und komplett von Flüssigkeit umgeben ist.

Benutzen Sie die Linse nicht, wenn sie ausgetrocknet oder beschädigt ist.

Die Linsen sind für einen Tragezeitraum von drei Monaten konzipiert und sollten danach dementsprechend entsorgt werden.

Die Linsen sind zwingend vor dem ersten Gebrauch aus der Originalverpackung heraus zu nehmen und für mindestens 4 Stunden in frische Kontaktlinsenlösung zu legen.

Erst dann ist die Kontaktlinse nach Anleitung einsetzbar.

Bitte beachten Sie genau weitere Pflegehinweise.

Einsetzen

1. Nehmen Sie eine Linse aus der Verpackung.
2. Legen Sie die Linse auf den rechten Zeigefinger und stellen Sie auf der Fingerkuppe fest, ob die Linse richtig herum liegt.
3. Halten Sie Ihr oberes Augenlid mit Ihrem linken Zeige- und Mittelfinger weit geöffnet, während Sie das untere Lid mit Ihrem rechten Mittelfinger geöffnet halten.
4. Platzieren Sie die Linse auf Ihrem Auge.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1.-4. mit der anderen Linse.

Herausnehmen

Schauen Sie nach oben und halten Sie Ihr unteres Augenlid nach unten. Drücken Sie die Linse mit Daumen und einem Finger leicht zusammen und heben Sie sie dann heraus.

Reinigung und Desinfektion

Befolgen Sie immer die Anweisungen auf der Flasche Ihrer Kontaktlinsenlösung.

Sollten Ihre Linsen einmal austrocknen, sind sie sehr empfindlich und müssen dementsprechend mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden.

Legen Sie die Linsen dann für mindestens 4 Stunden in frische Kontaktlinsenlösung.

Reinigen und desinfizieren Sie Ihre Linsen dann erneut und überprüfen Sie sie sorgfältig auf eventuelle Schäden.

Wenn Sie Zweifel an der Unversehrtheit der Linsen haben, suchen Sie Ihren Optiker auf, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen wieder tragen.

Hinweis: Wir empfehlen, einen Optiker oder Augenarzt aufzusuchen, der Ihnen die sachgemäße Verwendung von Kontaktlinsen genau erklärt und mit Ihnen üben kann.

Vorsichtsmaßnahmen

Denken Sie stets daran, dass die Gesundheit Ihrer Augen entscheidend für Ihr gutes Sehvermögen ist. Gehen Sie kein Risiko durch Nachlässigkeit oder Eitelkeit ein und halten Sie sich deshalb an die nachfolgenden Tragehinweise.

1. Wir empfehlen Ihnen die Linsen monatlich zu erneuern und täglich zu pflegen.
2. Bei Fragen zur korrekten Handhabung von Kontaktlinsen empfehlen wir Ihnen die Konsultation Ihres Optikers.
3. Benutzen Sie niemals bereits benutzte Kontaktlinsenlösung noch einmal.
4. Befolgen Sie die Anleitung Ihrer Kontaktlinsenlösung
 1. bezüglich Lagerzeiten und Behandlungsweise.
5. Entfernen Sie die Linsen und suchen Sie einen Optiker auf, wenn Ihre Augen schmerzen, sich röten, oder brennen, wenn Ihre Augen tränen oder Ihre Sicht durch Lichtreflexe oder Farbfelder gestört ist.
6. Entfernen Sie die Linsen, bevor Sie zu Bett gehen oder sich länger hinlegen.
7. Halten Sie Ihre Fingernägel kurz, weil lange Nägel die Linsen beschädigen können.
8. Tragen Sie die Linsen nicht, wenn Sie in Behandlung bei einem
 2. Augenarzt sind bzw. konsultieren Sie Ihren Arzt vorher.
9. Benutzen Sie keinen Speichel, um Ihre Linsen anzufeuchten oder zu reinigen.
10. Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht, wenn Sie Augenmedikamente oder Augentropfen verwenden.
11. Tragen Sie niemals Linsen, wenn diese beschädigt oder verkratzt sind oder wenn sie Ablagerungen aufweisen, die sich nicht entfernen lassen.
12. Tragen Sie Augenmake-up nach dem Einsetzen der Linsen auf und entfernen Sie es nach dem Herausnehmen der Linsen. Verwenden Sie möglichst faserfreie, wasserlösliche Augenkosmetika und ölfreie Produkte.
13. Benutzen Sie keine scharfen Haushaltsreiniger, während Sie die Linsen tragen.
14. Verwenden Sie niemals Haushaltsprodukte (wie z.B. Desinfektionsmittel) oder Leitungswasser zur Reinigung Ihrer Kontaktlinsen oder Aufbewahrungsdosen. Sie können Ihren Augen ernsthaft schaden.
15. Tragen Sie die Linsen nicht in verrauchter oder feuchter Umgebung.
16. Halten Sie die Aufbewahrungsdosen der Linsen sauber.
17. Gehen Sie mit den Linsen nicht schwimmen, es sei denn Sie tragen eine wasserdichte Schwimmbrille.
18. Bewahren Sie die Linsen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
19. Lassen Sie weder Haarspray noch sonstige
 3. kosmetische Sprays mit Ihren Kontaktlinsen in Berührung kommen.
20. Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht wenn giftige oder reizende Dämpfe gegenwärtig sind.
21. Teilen Sie die Linsen nicht mit jemand anderem.
22. Das Tragen der Motivlinsen ist während der Autofahrt verboten.